

LF-Leistungsprüfung

MOQLERO

MAM Reinraummesstechnik



Im Folgenden sind alle Zeitangaben in Lokalzeit + Zeitdifferenz zu UTC angegeben.

Erstellungsdatum: 21 Sep 2026 13:01:12 (Europe/Berlin (UTC +2:00))

Seite 1 von 3

Protokollblatt

Gebäude: DEMO Geb01 Raum: DEMO R43 Equipment Nr.: DEMO E9281
Messpunkt: DEMO E9281 - Production
Messpunktgruppe: DEMO EQ-Nr. E9281 Klassifiz. Luftgeschw. Produktion vorgefunden
Messbeginn: 06 Apr 2025 14:19:30 +02:00 Messnotebook: VMWIN11MOQLERO
Beschreibung: Equipment in den Isolator einbringen. Produktionsmodus starten.

Zusammenfassung

Downflow-Messung: **O**
Abgleich: **n.d.**
Inflow-Messung: **n.d.**
Weitere Prüfkriterien: **O**
Kommentar: n.d.

Befundung: **O** (Where O=Okay; C=Correction needed ; R=Repaired ; N=Not Found / Measured)

Gemessen von: **Public, Jane** **(jpublic)**
Beteiligt: n.d. n.d.

LF-Leistungsprüfung

MOQLERO

MAM Reinraummessstechnik



Im Folgenden sind alle Zeitangaben in Lokalzeit + Zeitdifferenz zu UTC angegeben.

Erstellungsdatum: 21 Sep 2026 13:01:12 (Europe/Berlin (UTC +2:00))

Seite 2 von 3

Protokollblatt

Gebäude: DEMO Geb01 Raum: DEMO R43 Equipment Nr.: DEMO E9281
Messpunkt: DEMO E9281 - Production
Messpunktgruppe: DEMO EQ-Nr. E9281 Klassifiz. Luftgeschw. Produktion vorgefunden
Messbeginn: 06 Apr 2025 14:19:30 +02:00 Messnotebook: VMWIN11MOQLERO

Downflow-Messung

Luftgeschwindigkeitsmessgerät:	Nächste Kalibrierung:
MX383	15 Nov 2025

Messpunkt	m/s	Messpunkt	m/s	Messpunkt	m/s	Messpunkt	m/s
1	0,36	2	0,38	3	0,37	4	0,48
5	0,41	6	0,43	7	0,47	8	0,51
9	0,45	10	0,39	11	0,48	12	0,44
13	0,44	14	0,39	15	0,50	16	0,46
17	0,47	18	0,47	19	0,49	20	0,39
21	0,52	22	0,51	23	0,49	24	0,53
25	0,46	26	0,39	27	0,48	28	0,47

Soll	berechneter Mittelwert	max. zulässige Abweisung	Toleranz Messgerät rel./abs.	max. errechnete Abweichung	Anzeige Ablesewert	Abweichung Mittelwert	Abweichung Anzeige
m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	m/s	%	m/s
0,45	0,45	±0,09	<0,000 <0,000	0,09	0,48	6,67	0,03

alle korrigierten Einzelwerte liegen im Bereich $\leq \pm 20\%$ vom Sollwert:

Ja

Der berechnete Mittelwert ist $\leq \pm 20\%$ vom Sollwert:

Ja

Die Abweichung der Anzeige ist $\leq \pm 0,09$ m/s vom berechneten Mittelwert:

Ja

Ist ein Abgleich erforderlich:

Nein

LF-Leistungsprüfung

MOQLERO

MAM Reinraummesstechnik



Im Folgenden sind alle Zeitangaben in Lokalzeit + Zeitdifferenz zu UTC angegeben.

Erstellungsdatum: 21 Sep 2026 13:01:12 (Europe/Berlin (UTC +2:00))

Seite 3 von 3

Protokollblatt

Gebäude: DEMO Geb01 Raum: DEMO R43 Equipment Nr.: DEMO E9281
Messpunkt: DEMO E9281 - Production
Messpunktgruppe: DEMO EQ-Nr. E9281 Klassifiz. Luftgeschw. Produktion vorgefunden
Messbeginn: 06 Apr 2025 14:19:30 +02:00 Messnotebook: VMWIN11MOQLERO

Weitere Prüfkriterien LF-Wartung

CG-Verteiler visuell prüfen. CG-Verteiler bei Bedarf austauschen. O

Gesamtbefund Prüfkriterien 1) O

1) Gesamtbefund für die Prüfkriterien nur dann "N" wenn ALLE Prüfkriterien Befund = "N"