

Partikelmessgerät Nullmessung

MOQLERO

MAM Reinraumesstechnik



Im Folgenden sind alle Zeitangaben in Lokalzeit + Zeitdifferenz zu UTC angegeben.

Erstellungsdatum: 21 Sep 2026 11:15:40 (Europe/Berlin (UTC +2:00))

Seite 1 von 1

Protokollblatt

Gebäude: 10 Raum: test
Equipment Nr.: Anforderung: ISO 7.0
Messbeginn: 09 Apr 2025 15:07:16 UTC+02:00
Messpunktgruppe: Demo MKL Nullmessung 01
Beschreibung: Beispiel-Messpunktgruppe für Nullmessung und Demozwecke

Verwendete Messgeräte:

Partikelmessgerät Bezeichnung	Flow:	Kalibriert bis zum
SIM-MKL	472,000 [cm³/s]	30 Dez 2050

Messnotebook Bezeichnung
VMWIN11MOQLERO

Auswertung:

Anzahl anwesende Personen: n.d.
Gesamt-Probenahmenvolumen: 0,1001 [m³]
Messdauer pro Probe: 212 s
Aktionsgrenze für Partikel $\geq 0,3 \mu\text{m}$: 352000 [1/m³]
Aktionsgrenze für Partikel $\geq 0,5 \mu\text{m}$: 2930 [1/m³]
Warngrenze für Partikel $\geq 0,3 \mu\text{m}$:
Warngrenze für Partikel $\geq 0,5 \mu\text{m}$:

Kommentar: n.d.

Messungen									
Messpunkt Nr.	Proben-Nr.	Datum / Zeit	Geräte-status	Partikel $\geq 0,3 \mu\text{m}$ [1/m³]	Partikel $\geq 0,5 \mu\text{m}$ [1/m³]	Warn-grenze eingehalten	Aktionsgrenze eingehalten	OCRN	Kommentar Messender
B	1	09 Apr 2025 15:07:16+02:00	OK	0	0	nein	ja	O	n.d.

Anforderungen wurden erfüllt: Ja

Ergebnis: O (Where O=Okay; C=Correction needed ; R=Repaired ; N=Not Found / Measured)

Gemessen von: Public, Jane (jpublic)

Beteiligt: n.d. n.d.

Anhang zu WO: n.d.

Signature 21 Sep 2026 11:15:40 (UTC)